

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MK unsteril, Mullkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product description:

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus Verbandmull, unsteril, nach DIN EN 14079-VM 17, 17-fädig. Aus 100% Baumwolle. Sterilisierbar -A 121°C.

Ready for use gauze swabs, non-sterile, according to DIN EN 14079-VM 17 made of absorbent gauze, 17-thread, 100% cotton. Sterilisable -A 121°C.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, im Stations- und im Erste-Hilfe-Bereich.
For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – MK, unsteril, in sterilisierbarer Papiertüte / non-sterile, in a sterilisable paperbag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21010	4046153000647	08888700	10
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21050	4046153000784	08888717	10
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21080	4046153000944	08888723	10
8-fach/ 8-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21132	4046153001187	02070358	5
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21020	4046153000685	08888746	10
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21060	4046153000821	08888752	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21090	4046153000982	08888769	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 12,5 cm	100 Stk./ pcs.	21120	4046153001101	00120112	8
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21140	4046153001224	08888775	5
16-fach/ 16-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21030	4046153000708	08888781	10
16-fach/ 16-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21070	4046153000869	08888798	10
16-fach/ 16-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21100	4046153001026	08888806	10
16-fach/ 16-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21150	4046153001262	03180066	5
32-fach/ 32-ply	10 cm x 10 cm	50 Stk./ pcs.	21500	4046153002160	–	10

MaiMed® – MK, übersterilisiert, in Papiertüte / germ reduced, in a sterilisable paperbag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21502	4046153002207	–	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	50 Stk./ pcs.	21504	4046153002245	–	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC

EN 14079-VM 17

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % Cotton

Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Chlorfrei gebleicht / Bleached chlorine-free

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de