

## OPSITE<sup>◇</sup> FLEXIFIX<sup>◇</sup>

Pellicule transparente en rouleau perméable à la vapeur d'eau



### Description

Pansement transparent OPSITE FLEXIFIX en rouleau

### Caractéristiques

- Transparent

- Adaptable aux formes
- Présentation en rouleau

## Avantages

### Pellicule OPSITE

Il s'agit d'une pellicule résistant à l'eau et aux bactéries, mais dotée d'une grande perméabilité à la vapeur d'eau qui permet à la peau de respirer. L'adhésif acrylique atténue les risques de lésions cutanées au retrait, notamment après un port prolongé.

### Adaptabilité aux contours anatomiques irréguliers

L' OPSITE FLEXIFIX s'applique aisément sur les contours anatomiques irréguliers, ainsi que sur les compresses et tubes. Très adaptable aux formes et élastique, il procure le plus grand confort au patient.

### Présentation exclusive en rouleau

Cette présentation innovatrice permet une distribution rapide et une utilisation économique de la pellicule OPSITE afin de bien fixer les pansements.

## Indications

Il est indiqué dans :

- la fixation des pansements d'interface, comme les pansements non-adhérents MELOLITE<sup>◇</sup> ou les pansements ALLEVYN<sup>◇</sup> hydrocellulaires en polyuréthane;
- la fixation des tubes;
- le traitement des neuropathies douloureuses périphériques;
- la protection sous les sacs de jambes, les sacs de stomie, etc.
- la réduction du risque de déchirure des peaux intactes, notamment dans la prévention des plaies de pression.

À ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.

## Les codes de commande

No d'article	Format	Contenu de l'unité
66000040	5 cm x 10 m	1 ca/24 btes/1 rouleau
66000041	10 cm x 10 m	1 ca/12 btes/1 rouleau
66000375	15 cm x 10 m	1 ca/12 btes/1 rouleau

## En savoir plus

[Entrez en contact avec nous ou organisez une visite d'un membre de notre équipe \(/fr-canada/contactez-nous/\).](#)

