

Gants de toilette molletonnés à usage unique Méditec

Avantages :

Gant à texture molletonnée, absorbant, non pelucheux, sans parfum, confortable et économique.

Dispositif non stérile, à usage unique, indiqué pour l'hygiène corporelle des patients en hôpitaux, établissements médicalisés, crèches, maternités et pour les soins à domicile.

Pratique et hygiénique pour le personnel soignant, il permet d'éviter les risques de contaminations croisées entre les patients.

Caractéristiques :

Matière :	Fibres 100% polyester, matériau non-tissé Sans latex
Coloris :	Blanc
Taille :	Taille unique, longueur 23 cm, largeur 15 cm, tolérance +-1cm
Poids /grammage :	75gr./m2, tolérance +-3 gr.
Résistance :	Résistance au déchirement, à sec : $\geq 77N/5\text{ cm}$ Résistance au déchirement, en humidité : $\geq 65N/5\text{ cm}$ Résistance des bords soudés à l'ultrason, à sec : moyenne $\geq 35N$ Résistance des bords soudés à l'ultrason, en humidité : moyenne $\geq 35N$
Absorption :	Capacité d'absorption $\geq 700\%$
Indication :	Hygiène du patient en milieu médical et hospitalier.
Précaution :	Ne pas utiliser sur une peau lésée, lorsque le gant est souillé il doit être changé par un gant neuf.
Durée de vie :	Durée de vie du produit 5 ans
Stockage :	Conservation et stockage : Ne pas exposer à l'humidité, ni à une luminosité intense, ni au soleil, ni à l'ozone. Stockage sous une température comprise entre -5°C et 40°C
Emballage :	Sachet plastique, emballé sous-vide
Conformité :	Fabrique sous un système qualité certifié ISO 9001 et ISO 13585 / CE

Référence : 115226 : conditionnement 50 unités / sachet
115227 : conditionnement 100 unités / sachet



FT 115226 / 115227 V01 01/2023

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Documents et photos non contractuels



EC Declaration of Conformity



**Regarding Medical Device Directive(93/42/EEC)
including Directive 2007/47/EC**

Manufacturer

Manufacturer: Shanghai Chongjen Industry Co., Ltd

Address: Room 402, Building 37, No.258 Xinzhuan Road, CHJ Hi-Teck Park, Songjiang
District, Shanghai, 201612, China.

EU Rep

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam

Product

Name: Name: Disposable Nonwoven Products: Caps, Face Mask, Isolation Gown,
Coverall, Shoe Cover, Lab Coat, Nonwoven Glove, Beard Cover, Nonwoven Wipe;
Disposable PE Products: PE Glove, PE Apron, PE Shoe Cover, PE Sleeve, PE Gown

Type: See Annex of details

Classification: I
Rule: According to Rule 1

We confirm our product can meet the requirement of Medical Device Directive and the following harmonized standards.

EN ISO 14971:2012
EN ISO 15223-1:2012
EN 1041:2008
EN ISO 10993-1:2010
EN ISO 10993-5:2009
EN ISO 10993-10:2010

Signature:

Date:

2020.03.27

ANNEX

Disposable Nonwoven Products:

Product Name	Type
Face Mask	17.5*9.5cm, 14.5*9.5cm
Caps	18", 19", 21", 24", 28"
Isolation Gown	S:110*130cm, M:115*137cm, L:120*140cm, XL:125*145cm, XXL:130*150cm, XXXL:135*160cm
Coverall	S:161*65cm, M:164*67cm, L:167*67cm, XL:170*69cm, XXL:173*72cm, XXXL:176*74cm, XXXXL:178*76cm
Shoe Cover	Standard and nonskid 150*400mm, 180*420mm
Lab Coat	S:110*130cm, M:115*137cm, L:120*140cm, XL:125*145cm, XXL:130*150cm, XXXL:135*160cm
Non-woven Glove	Other sizes according to customer's requirement
Beard Cover	Other sizes according to customer's requirement
Non-woven Wipe	Other sizes according to customer's requirement

Disposable PE Products:

Product Name	Type
PE Glove	S/M/L/XL
PE Apron	80*140cm, Other sizes according to customer's requirement
PE Shoe Cover	15*36cm, 15*39cm
PE Sleeve	20cm*40cm / 20cm*46cm
PE Gown	80*140cm, Other sizes according to customer's requirement