

FICHE TECHNIQUE

iD Care - Bavoir jetable 2 Plis 38x50cm

PROTECTION DES VETEMENTS AU COURS DU REPAS

852100-02



DIMENSIONS

Longueur :	500 mm	+/- 10mm
Largeur :	380 mm	+/- 10mm
Pli :	195 mm	+/- 10mm

CARACTÉRISTIQUES

Tissue :	18 g/m ²
Polyéthylène Blanc :	0.014 mm
PE renforcé :	0.014 mm

Pâte à papier traitée sans chlore. Poche à miettes intégrée. 1 film de polyéthylène à l'arrière à poser contre le patient, et 1 film de papier à l'avant. Tour de cou arrondi

CONDITIONNEMENT

Sachet	150 pièces
Carton	6 sachets
Palette	72 cartons

EANs :

5414874004814

5414874004821

Fabriqué en Europe (France)

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex